

RENDEMENT, DURABILITÉ ET SÉCURITÉ




DISCOVERY ORTHOQUAD .COM

Déplacez-vous avec style avec le nouveau Orthoquad Discovery, un triporteur versatile conçu pour tout le monde! Démarquez-vous avec son allure sportive et moderne et profitez des toutes dernières technologies de conduite.

Pilotage facile avec l'écran LCD qui affiche la vitesse, le niveau des batteries et la distance parcourue. Le Discovery est également muni d'un radio FM, USB de toute dernière génération avec haut-parleur. Possède du rangement à profusion grâce à un grand compartiment dans la colonne de direction ainsi que sous le siège.

Il est équipé d'une suspension de haute qualité pour une conduite confortable et en douceur sur tout type de surfaces. Il est le plus sécuritaire de sa catégorie avec son système de freinage électromagnétique entièrement automatique ainsi que son frein à disque manuel. Il vous procurera une grande visibilité avec son ensemble d'éclairage complet au LED, pour une sécurité optimale.

Le Discovery est propulsé par un robuste moteur 950W à haut rendement qui ne vous laissera pas tomber. Il est définitivement l'appareil sur lequel vous pouvez vraiment compter.



RANGEMENT SOUS LE SIÈGE



ÉGALEMENT DISPONIBLE EN COULEUR ARGENT

SPECIFICATIONS

Vitesse maximale	21 km/h	Moteur	950W – 24V DC
Poids max. de l'utilisateur	150kg (330 lb)	Roues	3-10
Diamètre de braquage	60"	Batteries	12V-75h
Suspension	Avant et arrière	Chargeur à batteries	24V 5-amp
Autonomie	Jusqu'à 40-50km*	Système de freinage	Auto. électromagnétique + manuel frein à disque avant

*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus.

CONSTRUCTION SOLIDE JUMELÉE À DES COMPOSANTES FIABLES