



**Découvrez une NOUVELLE FAÇON DE CONDUIRE et profitez de votre liberté avec le Orthoquad ES400!**



Orthoquad est fier d'introduire son quadriporteur ES400. Ce tout nouveau modèle d'entrée de gamme a été conçu afin de vous procurer un rapport équipement / prix et une valeur imbattable.

À sa longue liste d'équipements standards viennent aussi s'ajouter un système de lumières complet incluant un puissant phare avant au LED, un siège orthopédique de luxe entièrement ajustable, un panier avant, deux rétroviseurs et de robustes pare-chocs avant et arrière pour assurer une protection maximale. Il est également équipé d'un volant de type delta pour une meilleure manœuvrabilité et une conduite sécuritaire.

Facile à conduire, il est propulsé par un fiable moteur de 400W jumelé à deux batteries de 40 amp. Il offre une autonomie maximale à chaque utilisation.

**OBTENEZ-EN TOUJOURS PLUS AVEC LE ES400!**



#### SPECIFICATIONS

|                             |                |                      |                               |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Longueur                    | 51"            | Autonomie            | Jusqu'à 30-40km*              |
| Largeur                     | 25"            | Moteur               | 400W - 24V DC                 |
| Vitesse maximale            | 12 km/h        | Roues                | 10" pneumatique               |
| Poids max. de l'utilisateur | 140kg (310 lb) | Batteries            | 12V-40Ah                      |
| Diamètre de braquage        | 67"            | Chargeur à batteries | 24V 5-amp                     |
| Suspension                  | Avant          | Système de freinage  | Automatique électromagnétique |

\*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus

