



Découvrez une NOUVELLE FAÇON DE CONDUIRE et profitez de votre liberté avec le Orthoquad ES500!



Moteur et transmission haut rendement

DISPONIBLE :



Suspension aux 4 roues

SPECIFICATIONS

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| Longueur | 51" | Autonomie | Jusqu'à 30-40km* |
| Largeur | 25" | Moteur | 450W – 24V DC |
| Vitesse maximale | 12 km/h | Roues | 10" pneumatique |
| Poids max. de l'utilisateur | 140 kg (310 lb) | Batteries | 12V-40Ah |
| Poids de transport sans batteries | 75 kg (165 lb) | Chargeur à batteries | 24V 5-amp |
| Suspension | Avant | Système de freinage | Automatique électromagnétique |

*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus

**AGM ou Gel requis

Le tout nouveau **ES500** d'Orthoquad vous procurera confort, sécurité, fiabilité et un rendement accru. Ce nouveau modèle est équipé d'un robuste moteur 450W de haute qualité qui assure tranquillité d'esprit et fiabilité exceptionnel. Jumelé à deux batteries de 40 amp. il offre une autonomie exemplaire à chaque utilisation. Sa suspension dynamique aux 4 roues procure un rendement optimal, une conduite douce et confortable et une stabilité supérieure sur tous les types de terrains.

Avec le **ES500** vous retrouverez une conception ergonomique et un fonctionnement intuitif pour des déplacements sécuritaires et un usage simple et facile. Afin de vous offrir une expérience maximale, le **ES500** est livré avec une impressionnante liste d'équipements standard tel qu'un phare avant LED à haute luminosité, un siège orthopédique de luxe rotatif entièrement réglable, des roues pneumatiques, un panier avant fermé avec housse, deux rétroviseurs et de robustes pare-chocs avant et arrière pour une protection maximale. Il est également équipé d'un volant de type delta pour une meilleure manoeuvrabilité et une conduite sécuritaire.

Le **ES500** est facile à conduire et conçu pour répondre aux besoins essentiels des nouveaux utilisateurs ou expérimentés.

La combinaison parfaite de confort, sécurité et fiabilité!

