

# ES600

Le ES600 d'OrthoQuad est sans aucun doute un des plus puissants de sa catégorie. Jumelé à deux batteries de 40 ampères, son moteur de quatre brosses efficaces lui permet de gravir les pentes les plus sévères. Muni d'une suspension aux quatre roues, d'un siège de haute qualité et de quatre pneus de 10 pouces, il assure confort et fiabilité.

*Avec une vitesse de 10 km/h, le ES600 rend les longues randonnées accessibles et agréables.*



**Nouvelle suspension arrière active**  
**New rear active suspension**

The ES600 is without a doubt one of the most powerful mobility scooter of its category. Coupled with two 40 amps batteries, its strong four-brush engine will take you up the hill. The ES600 is the leader of its category with a brand new full four-wheel suspension. It provides comfort and reliability.

*With a speed of 10 km/h the ES600 makes long rides cool and easy.*



*Aussi disponible en gris métallisé,*  
*Also available in silver color*

Dimensions:  
Longueur - Length: 51"  
Largeur - Width: 25"  
Vitesse maximale - Max. speed: 10 km/h  
Autonomie - Range: 40-48 km

Poids maximum de l'utilisateur - Max. load: 120kg - 265lbs  
Degré maximum d'une pente à franchir - Max. climbing gradient: 15°  
Moteur - Engine: 4 brosses 600W - 4 brush 600W  
Suspension - avant et arrière - front and rear  
Diamètre de braquage - Turning radius: 1.48m - 5'

Chargeur - Charger: 5A-120V - ULc  
Batteries: 12V - 40A (Inclus- Included)  
Roues - Wheels: 10"  
Freinage - Braking distance: 1.5m - 5' (surface sèche)  
Poids - Weight: 98kg - 215lbs

