



Découvrez une NOUVELLE FAÇON DE CONDUIRE et profitez de votre liberté avec le Orthoquad ES400!



Orthoquad est fier d'introduire son quadriporteur ES400. Ce tout nouveau modèle d'entrée de gamme a été conçu afin de vous procurer un rapport équipement / prix et une valeur imbattable.

À sa longue liste d'équipements standards viennent aussi s'ajouter un système de lumières complet incluant un puissant phare avant au LED, un siège orthopédiques du luxe entièrement ajustable, un panier avant, deux rétroviseurs et de robustes pare-chocs avant et arrière pour assurer une protection maximale. Il est également équipé d'un volant de type delta pour une meilleure manœuvrabilité et une conduite sécuritaire.

Facile à conduire, il est propulsé par un fiable moteur de 400W jumelé à deux batteries de 40amp. Il offre une autonomie maximale à chaque utilisation.



OBTENEZ EN TOUJOURS PLUS AVEC LE ES400!

SPECIFICATIONS

Longueur	51"	Autonomie	Jusqu'à 30-40km*
Largeur	25"	Moteur	400W – 24V DC
Vitesse maximale	9 km/h	Roues	10" pneumatique
Poids max. de l'utilisateur	140kg (310 lb)	Batteries	12V-40Ah
Diamètre de braquage	67"	Chargeur à batteries	24V 5-amp
Suspension	Avant	Système de freinage	Automatique électromagnétique

*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus

