

GS1400

OrthoQuad vous présente son tout nouveau GS1400, qui n'a rien de comparable sur le marché. Le GS1400 n'est ni plus ni moins qu'un quadriporteur doté d'une puissance et d'un confort incomparables. Avec ses roues de 14 pouces, il n'y a pas d'obstacles à son épreuve. Son incroyable suspension aux quatre roues, unique de par sa conception, épouse les imperfections de la chaussée avec merveille. Si les promenades en campagne ou autour des lacs vous intéressent, le GS1400 est définitivement le quadriporteur qu'il vous faut.



Le GS1400 est seul dans sa classe. Un essai vous convaincra.

Modèle à haut rendement : Poids max. de l'utilisateur 450 lbs

Le GS1400 est offert de série avec un toit ainsi qu'un panier arrière deluxe



ROUGE



VERT



Spécifications

Longueur	62"	Chargeur	120V - 5A
Largeur	28"	Batteries	2 x 12V - 75Ah (groupe 24)
Vitesse maximale	16 km/h	Roues	14 "
Autonomie (jusqu'à)	30 - 40 km	Diamètre de braquage	1.65 m - 5,4'
Poids max. de l'utilisateur	205 kg - 450 lbs	Distance de freinage	1.8 m - 6'
Suspension	full active avant et arrière	Groupe motopropulseur	1400W - 4 Brosses
Degré maximum d'une pente à franchir	15 degrés		