

RS1200

Voici le tout nouveau RS1200 d'ORTHOQUAD, qui redéfinit les normes en matière de confort et de conduite. Le design et la conception de ce quadriporteur sont le fruit de travaux et de recherches soutenus. Le RS1200 est un quadriporteur haut de gamme avec des performances inégalées. Il possède un puissant moteur de 1200W jumelé à une transmission haut rendement. Son accélération et son système de freinage hautement efficace fonctionnent en parfaite harmonie.

Ses pneus de 14 pouces et sa suspension aux quatre roues jumelés à son long empattement assurent au RS1200 une douceur de roulement incroyable. Il est doté d'une grande robustesse et possède une maniabilité hors pair.

Rapide et sécuritaire, le RS1200 saura sans contredit satisfaire les plus exigeants.



Argent



Vert forêt



Bleu



Dimensions:
 Longueur: 58"
 Largeur: 27"
 Vitesse maximale: 15 km/h
 Autonomie (approximative): Jusqu'à 50 km

Poids maximum de l'utilisateur: 180kg - 400lbs
 Degré maximum d'une pente à franchir: 15°
 Force du moteur: 1200W
 Suspension - avant et arrière
 Diamètre de braquage: 1.65m - 5,4'

Chargeur : 120V - 5Ah
 Batteries: 2 batteries scellées 12V - 75A (Incluses)
 Roues: 14"
 Freinage: 1.8m - 6' (surface sèche)
 Poids avec batteries: 122kg - 268lbs

