



**RS1400**  
19 KM/H EDITION

Maintenant  
équipé d'un  
chargeur haut  
rendement  
de 8A



Orthoquad est fier d'introduire sa nouvelle génération de quadriporteurs pleine grandeur. Conçu et développé pour les hautes performances, le RS1400 offre un couple exceptionnel, une efficacité inégalée et un rendement supérieur grâce à son puissant moteur de 1400 watts à 4 pôles. Il possède une longue liste d'équipements standards : système de lumières complet avec clignotants, siège capitaine de luxe, panier avant fermé et volant delta pour une expérience de conduite en douceur et en toute sécurité.

Performant à l'extérieur dans toute situation grâce à ses pneus tout terrain de 14 pouces, son impressionnant dégagement au sol et à sa robuste suspension aux 4 roues, le RS1400 vous procurera un niveau optimal de confort sur n'importe quelle surface. Avec le RS1400, vous trouverez vitesse, confort, autonomie et fiabilité.

**C'est définitivement votre meilleur choix!**



**DS1400**  
Version à siège large

### SPECIFICATIONS

Longueur	63"
Largeur	27"
Vitesse maximale	19 km/h
Autonomie (jusqu'à)	30 - 40 km
Poids max. de l'utilisateur	180 kg - 400 lb
Suspension	Active avant et arrière
Poids de transport sans batteries	85 kg - 187 lb

Chargeur	120V - 8A (Nouveau)
Batteries	2 x 12V - 75Ah (groupe 24)
Roues	14"
Diamètre de braquage	1.65 m - 5,4'
Distance de freinage	1.8 m - 6'
Groupe motopropulseur	1400W - 4 Brosses
Degré maximum d'une pente à franchir	15 degrés