

# RZ1500-R ORTHOQUAD .COM

Découvrez une **NOUVELLE FAÇON DE CONDUIRE** et profitez de votre liberté avec le Orthoquad **RZ1500-R!**



Haut-parleur Bluetooth



Port de charges USB



Radio FM



Siège chauffant



**NOTRE QUADRIPORTEUR LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS LUXUEUX!**



DISPONIBLE :



ROUGE



NOIR



GRIS  
CHARBON



## SPECIFICATIONS

Longueur	67"
Largeur	31"
Vitesse maximale	21 km/h
Poids max. de l'utilisateur	160 kg (350 lb)
Poids de transport sans batteries	130 kg (286 lb)
Suspension	Avant et arrière

Autonomie	Jusqu'à 40-50km*
Moteur	1400W – 24V DC
Roues avant	14" pneumatique (14x4.00-8)
Roues arrière	16" pneumatique (130/60-10)
Batteries	12V-100Ah
Chargeur à batteries	24V 8-amp
Système de freinage	Automatique électromagnétique

Le nouveau Orthoquad **RZ1500-R** est notre quadriporteur le plus rapide et le plus luxueux jamais fabriqué. Il est le fruit de plusieurs années de développement et procure un ratio équipement/performance inégalé. Propulsé par son fiable et puissant moteur de 1400 watts et jumelé à deux batteries de 100Ah, il peut atteindre une vitesse impressionnante de 21 km/h, avec une grande autonomie. Avec sa suspension active aux quatre roues, le **RZ1500-R** offre un haut niveau de confort même sur des terrains accidentés.

Il possède une longue liste de caractéristiques luxueuses de série: un ensemble complet de lumières LED, un siège chauffant à haut dossier entièrement réglable avec appui-tête et appui-bras ajustables, un panier avant et arrière verrouillable, un porte-gobelet, deux rétroviseurs et de robustes pare-chocs avant et arrière assurant une sécurité maximale. Il est également muni d'un ensemble de garde-boue aux 4 roues. Le **RZ1500-R** possède aussi un radio FM avec haut-parleur bluetooth et ses ports USB permettent de charger vos petits appareils électroniques comme votre téléphone cellulaire.

Le guidon est muni d'un système à ressort hydraulique facilement ajustable pour un positionnement ergonomique de l'utilisateur. Il est également équipé d'un volant delta amélioré qui permet de commander l'accélération avec la main ou le pouce. Vous retrouverez également les toutes dernières technologies d'aide à la conduite dans le nouveau panneau de contrôle facile à lire avec affichage numérique intégré indiquant votre vitesse, l'état de vos batteries, l'heure et même la température extérieure. Le RZ1500-R est protégé par une garantie de 2 ans sur le moteur et la transmission.



\*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus

\*\*AGM ou Gel requis