



Découvrez une **NOUVELLE FAÇON DE CONDUIRE** et profitez de votre liberté avec le Orthoquad RZ1500!

PANNEAU DE CONTRÔLE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE



Le tout nouveau et moderne RZ1500 établit la norme en matière de luxe, de confort et de performance. Propulsé par notre fiable et puissant moteur de 1400W et jumelé à deux batteries de 100 amp, il peut atteindre une vitesse de 18 km/h avec une autonomie impressionnante.

Totalement redessiné et développé pour des performances optimales dans toute les conditions, il possède également d'impressionnantes caractéristiques de série: un ensemble d'éclairage LED pour une luminosité maximale avec un minimum d'entretien, un porte-gobelet, un panier avant verrouillable, deux rétroviseurs, un chargeur haut-rendement de 8A et deux ports USB permettant de charger vos petits appareils électroniques comme votre téléphone cellulaire.


Avec le RZ1500, vous trouverez aussi plus de confort avec le nouveau volant inclinable permettant un ajustement ergonomique personnalisé à l'utilisateur. Il est également équipé d'un siège orthopédique de luxe entièrement réglable.

Équipé également des toutes dernières technologies d'aide à la conduite dans le nouveau panneau de contrôle facile à lire avec affichage numérique intégré.

OBTENEZ CE QUE VOUS MÉRITEZ AVEC LE NOUVEAU RZ1500!



Disponible en :



SPECIFICATIONS

Longueur	67"	Autonomie	Jusqu'à 40-50km*
Largeur	27"	Moteur	1400W – 24V DC
Vitesse maximale	18 km/h	Roues	14 x 4.00-8
Poids max. de l'utilisateur	180kg (400 lb)	Batteries	12V-100Ah**
Diamètre de braquage	71"	Chargeur à batteries	24V 8-amp
Suspension	Avant et arrière	Système de freinage	Automatique électromagnétique

*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus

**AGM ou Gel requis

