



Nous ne croyons pas que les appareils de mobilité doivent être un compromis. Nous croyons que votre quadriporteur doit vous rendre la vie plus simple. C'est la raison pour laquelle GNX a lancé l'Orthoquad Summit, qui vous offre 4 saisons d'utilisation.

Soyez protégé des intempéries pour une conduite confortable, quelles que soient les conditions météorologiques, avec le quadriporteur le plus avancé et unique sur le marché.

Doté d'une caméra de recul, de détecteurs d'obstacles, de ports de charge USB, d'une radio FM, d'un chauffage interne ainsi que d'une suspension souple, il offre tout le confort d'une voiture. Ses batteries 100Ah de longue autonomie lui permettent de rouler pendant des heures. Il est aussi équipé des toutes dernières technologies d'aide à la conduite avec son nouveau panneau de contrôle avec affichage numérique intégré.



AFFICHAGE NUMÉRIQUE



CAMÉRA DE REÇUL




SIÈGE CAPITAINE DE LUXE



SYSTÈME DE RECHARGE « PLUG IN »



CHAUFFAGE INTÉRIEUR



LAVE-VITRE




PHARES AVANT AU LED



VERROUILLAGE À DISTANCE



PHARES ARRIÈRE AU LED



CAPTEURS DE REÇUL



SUSPENSION CONFORTABLE



MOTEUR ÉLECTRIQUE SILENCIEUX



JANTES EN ALLIAGE SPORT



SPECIFICATIONS

Longueur	66"
Largeur	30" (Sans les miroirs)
Hauteur	66"
Vitesse maximum	15 km/h
Poids max. de l'utilisateur	160 kg (350 lb)
Poids du scooter	245 kg (540 lb) avec les batteries

Suspension	Avant et arrière
Autonomie	Jusqu'à 40 km*
Moteur	1400W – 24V DC
Roues	14" pneumatique (14x4.00-8)
Batteries	12V-100Ah**
Chargeur à batterie	24V 8-amp
Système de freinage	Electromagnétique automatique



*Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge des batteries, les conditions des batteries et des pneus **AGM ou Gel requis